



# Fiche produit Millet-Culinor

Site : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)

## Isoleurs de vote acier Valéra et Ceretto

### CONCEPTION :



#### CASE INITIALE VALERA :

**Dimensions :** Larg. entrée 0.80 x Prof. 0.70 x H. 2m

**Comprenant :** 1 cloison avec tablette et 1 sans tablette + 2 tringles + 2 rideaux + 4 boutons de serrage.

**CASE SUIVANTE VALERA :** **Comprenant :** 1 cloison avec tablette + 2 tringles + 2 rideaux + 4 boulons de serrage.

**Conception :** Ossature en tube de 25 x 25 Ep. 1,5mm

Panneau en tôle pliée Epaisseur 10/10ème  
Tablette écriteoire rabattable à l'intérieur du panneau (facilitant le rangement en cas de quantités importantes)

Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 1011 BEIGE  
Livré avec 2 rideaux H 1,44M (couleur rideaux variant suivant approvisionnement)

#### MODELES POUR HANDICAPES CERETTO :

Pour faciliter le passage des fauteuils roulants. Ne s'adapte pas au modèle VALERA.

### DIMENSION et Poids :



#### Dimensions :

Larg. entrée 0.80 x Prof. 0.70 x H. 2m



Larg. entrée 1.30 x Prof. 1.35 x H. 2m pour le modele PMR

### FINITION :



Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 1011 BEIGE

### RALS STANDARDS :



### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### OPTIONS :

\*Rideau de remplacement



### En image :



PMR



Tablette rabatable



### SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon  
65370 Troubat  
Tel : 05-62-39-25-51

Un élément départ et un suivant

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786